

CLASSIC

ВАША ПОБЕДА
НАД ВАРИКОЗОМ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

АРТИКУЛЫ: 2С114, 2С113, 2С213, 2С316, 2С314, 2С214, 2С414

АРТИКУЛЫ: 3С114, 3С113, 3С314, 3С213, 3С313, 3С214

Размер	S	M	L	XL	XXL*	XXXL**
Измерение окружности (см)						
b	18-20	20-24	24-28	28-32	32-34	34-37
c	26,5-37	29-39	32-43	34-46	37-51	47-58,5
g	40,5-56	44,5-61	50-66	56-71	55-81	75-89
Измерение длины (см)						
A-D для гольфов	до 40,5	до 43	до 46	до 48	до 48	до 48
A-G	до 73	до 76	до 79	до 81	до 84	до 84
A-G для арт 2С316 short	66	71	73,5	76,25	78,75	78,75
H окружность бедер	до 102	до 112	до 122	до 132	до 140	до 150
T окружность талии	до 72	до 85	до 95	до 100	до 110	до 120

* Доступен только для артикулов 2С114, 2С314, 2С316

** Доступен только для артикулов 2С114, 2С314, 2С316

МОНОЧУЛОК для мужчин артикул 2С218

Размер	S	M	L	XL
Измерение окружности (см)				
b	18-21	21-25	25-29	29-33
c	28-38	30-42	32-46	34-50
g	40-62	46-70	54-78	60-81
Измерение длины (см)				
A-G	от 57 до 83			