


ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Женские изделия из микрофибры

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Измерение окружности (см)						
b	18-20	20-23	23-26	26-28	28-30	30-32
d	25-34	28-36	31-39	33-41	36-46	40-48
f	37-49	41-53	45-57	49-60	53-65	59-70
g	40-54	44-58	48-62	52-65	56-70	62-75
Измерение длины (см)						
A-D	до 37	до 40	до 44	до 48	до 48	до 48
A-G	до 70	до 75	до 80	до 80	до 85	до 85

Обратите внимание!

При подборе размера гольфов, чулок и колготок руководствуйтесь приведенными здесь таблицами. Измерения нужно проводить утром, до появления отёков на ногах.



- b** – окружность надлодыжечной области (самая тонкая часть ноги)
- c** – окружность икры
- d** – окружность под коленной чашечкой (на два пальца ниже коленного сустава)
- f** – окружность бедра (на 13 см ниже ягодичной складки)
- g** – окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)
- A-D** – длина от уровня **d** до пятки
- A-G** – длина от уровня **g** до пятки