


Медицинские компрессионные противоотечные изделия для верхних конечностей LYMPHO

Правила подбора размера

Измерения проводят при выпрямленной руке. Окружность руки следует измерять от уровня ладони (А) до уровня G, расположенного на 3 см ниже подмышки. Для подбора размера перчатки достаточно произвести измерения А и С.

Градуированная компрессия изделий LYMPHO (26-32 мм рт.ст. на уровне запястья) – физиологически распределенное давление по руке, максимальное в области запястья и постепенно уменьшающееся к плечу.



- А – окружность ладони в самой широкой части
- С – окружность на уровне запястья
- Е – окружность на уровне локтя
- G – окружность на уровне подмышечной складки

Размер	S	M	L	XL
Измерение окружности (см)				
G	27-31	31-35	35-40	40-45
E	24-27	27-31	31-35,5	35,5-41
C	15-17	17-19,5	19,5-22,5	22,5-26
A	17,5-19,5	19,5-22	22-25	25-28

Артикул	Вид изделия	Состав
2L504	рукав без перчатки	75% нейлон, 25% эластан
2L506	рукав с захватом кисти	75% нейлон, 25% эластан
2L507	рукав с захватом кисти и лямкой на плечо (правый и левый)	80% нейлон, 20% эластан
2L607	перчатка	80% нейлон, 20% эластан