


Госпитальный противоэмболический трикотаж HOSPITAL Thrombo18



Размер	S	M	L	XL
Измерение окружности (см)				
b	18-20	22-26	26-29	29-32
d	29-35	34-40	39-45	44-51
g	43-54	48-60	54-66	60-72
g (для арт 1A212)	45-60	53-68	61-76	69-84
Измерение длины (см)				
A-D для гольфов (см)	38-43	38-43	38-43	38-43
A-G для чулок (см)	70-80	70-80	70-80	70-80
цветовая кодировка размера (на пятке)	коричневый	красный	синий	желтый

b – окружность лодыжки
d – окружность на 2 см ниже коленной чашечки
g – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки
A-D – длина от уровня **d** до пятки
A-G – длина от уровня **g** до пятки

Артикул	1A100	1A210	1A211	1A212
Состав	84% нейлон, 16% эластан	83% нейлон, 17% эластан	84% нейлон, 16% эластан	83% нейлон, 17% эластан